

MS SORTER 500 MED

CLASSIFICADOR DE FLORES DE CANNABIS


La **MS SORTER 500 MED** es un clasificador de flores de cannabis y cáñamo de última generación, diseñado para integrarse a la perfección en el flujo de trabajo de una línea automatizada poscosecha o para utilizarse de forma independiente.

Cuenta con más de 2 metros de superficie de clasificación, 9 bandas de selección y capacidad para clasificar en más de 7 tamaños diferentes.

Conformidad EU GMP.

Datos técnicos

Conexión eléctrica	230 V, 50Hz
Motor de entrada	95 W
Motor de salida	250 W
Material	Acero inoxidable
Decibelios	55 dB
Dimensiones	187 x 61 x 150 cm



PERSONALIZACIÓN Y RENDIMIENTO.

La MS Sorter 500 MED se adapta exactamente a tus necesidades de clasificación, sin herramientas complicadas ni paradas de producción.

- 2 motores independientes.
- Sistema de control de velocidad.
- Indicadores LED.
- Parada de emergencia.
- Tolva de carga.
- Sistema de desmontaje sin herramientas.

1xMTT900

SORT WET  **MAX. 90** $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$

SORT DRY  **MAX. 45** $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$

Mezcladores con imanes.

Pasa de 2 a 7 categorías de tamaño diferentes en segundos. Sin llaves, sin tornillos, sin demoras.

Tamaño ajustable.


Clasifica desde 4 mm hasta 40 mm y más. La última salida recoge todo lo que supere el tamaño máximo seleccionado.

Barras ajustables.

Los soportes de las bolsas se regulan para adaptarse a los tamaños necesarios.

Velocidad regulable.

Los controles de velocidad independientes de cada motor te permiten marcar el paso que mejor se adapte a tu variedad de flor, a tus operarios y a tu línea de producción.



APTO EU GMP

Diseñado para cumplir con los estándares exigidos en la producción de cannabis medicinal y en entornos de fabricación regulados a gran escala.

- Fabricado en acero inoxidable.
- Trazabilidad total en todo el proceso.
- Evita contaminaciones cruzadas y facilita la limpieza y desinfección.
- Desmontable sin herramientas.
- Certificados de materiales disponibles
- Documentación de validación IQ & OQ incluida.

**Reducción de tiempo
de validación.**

**Menor exposición a
riesgos regulatorios.**

**Cumple con los
requisitos GMP.**

