

# MX ICE 200

## LiTE



## EXTRACCIÓN CON HIELO SIN DISOLVENTES

La **MX ICE 200 LiTE** aísla los tricomas glandulares del cannabis usando agua, hielo y movimiento. El resultado es un bubble hash de alta pureza que conserva los terpenos y cannabinoides.

**La extracción con hielo sin disolventes más avanzada.**

- 2 tanques aislados independientes.
- Panel de control mecánico.
- Filtros de malla de 5 micras incluidos (25, 73, 120, 160, 220  $\mu$ m).
- Regulador de velocidad.
- Dirección de rotación del flujo de agua intercambiable.
- Desmontaje sin herramientas.



**4-6 kg**  
material fresco congelado

**75<sub>L</sub>**  
**CAPACIDAD**



# MÁXIMO RENDIMIENTO Y FACILIDAD DE USO.

The MX ICE 200 LiTE cuenta con controles analógicos intuitivos para la velocidad, la dirección del flujo de agua y el temporizador de extracción. Configúralo. Olvídate. Resultados consistentes en cada lote.

## Datos técnicos

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Conexión eléctrica      | 230V, 50Hz       |
| Motor del tambor        | 120 W            |
| Material                | Acero inoxidable |
| Decibelios              | 60 dB            |
| Peso                    | 80 kg            |
| Tanque de agitación     | 72 x 72 x 122 cm |
| Tanque de recogida      | 50 x 50 x 55 cm  |
| Diámetro de los tanques | 50 cm Ø          |

## Limpieza rápida. Sin herramientas.

Mantener tu equipo en perfectas condiciones nunca ha sido tan fácil. La MX ICE 200 LiTE permite un desmontaje rápido y sin complicaciones, haciendo que la limpieza tras cada uso sea sencilla.

